

Pinceta zagięta ze stali szlachetnej

Wykonana ze stali szlachetnej 18/8. Zagięta. Z cienką końcówką.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość
	E-7032	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej	105 mm
	E-7033	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej	115 mm
	E-7034	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej	130 mm
	E-7035	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej	145 mm
	E-7036	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej	160 mm
	E-7037	Pinceta zagięta ze stali szlachetnej	200 mm

Opis

Wykonana ze stali szlachetnej 18/8. Zagięta. Z cienką końcówką.