



Probówki jednorazowe z PS



Z okrągłym dnem. Bez brzegu. Korki zamykające do nabycia osobno (Nr-Art. 1-2076 i kolejne).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dno	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.
	E-1645	Probówki jednorazowe z PS	zaokrąglone	4 ml	12 x 55 mm	5000 szt.
	E-1646	Probówki jednorazowe z PS	zaokrąglone	5 ml	12 x 75 mm	4000 szt.
	E-1647	Probówki jednorazowe z PS	zaokrąglone	12 ml	16 x 100 mm	2000 szt.

Opis

Z okrągłym dnem. Bez brzegu. Korki zamykające do nabycia osobno (Nr-Art. 1-2076 i kolejne).