






Probówki wiróvkowe 3118, z poliwęglanu

NALGENE[®]

Probówki wiróvkowe z poliwęglanu, z zakrętką gwintową z polipropylenu. Idealnie przezroczyste. Mogą być stosowane w wiróvkach chłodzonych i niechłodzonych z przyśpieszeniem do **50.000 x g**. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.
	2-9216	Probówki wiróvkowe PC	28 ml	25 x 92 mm	10 szt.
	2-9215	Probówki wiróvkowe PC	10 ml	16 x 80 mm	10 szt.
	2-9217	Probówki wiróvkowe PC	50 ml	29 x 104 mm	10 szt.
	2-9218	Probówki wiróvkowe PC	85 ml	38 x 106 mm	10 szt.

Opis

Probówki wiróvkowe z poliwęglanu, z zakrętką gwintową z polipropylenu. Idealnie przezroczyste. Mogą być stosowane w wiróvkach chłodzonych i niechłodzonych z przyśpieszeniem do **50.000 x g**. Autoklawowalne.

Odporne na temperatury: od -135°C do +121°C.

Opakowanie zawiera 10 sztuk.