



Precyzyjna pinceta do pobierania tkanek

Specjalna pinceta ze stali szlachetnej o najwyższej jakości wykonania. Przeznaczona do pobierania tkanek, np. próbek skóry. Kwasoodporna i antymagnetyczna. Pobrana próbka ma średnicę 2 mm.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość
	1-1049	Pinceta do pobierania tkanek	105 mm

Opis

Specjalna pinceta ze stali szlachetnej o najwyższej jakości wykonania. Przeznaczona do pobierania tkanek, np. próbek skóry. Kwasoodporna i antymagnetyczna. Pobrana próbka ma średnicę 2 mm.