





Pinceta do tkanek i organów

Hammacher
 Instrumente

Pinceta przeznaczona do tkanek i organów. Wykonana z CrNi 18/8. Końcówka w kształcie pierścienia znakomicie nadaje się do delikatnego chwytania wrażliwych próbek tkankowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr.zew.	Śr.wew.	Długość
	1-1812	Pinceta do tkanek i organów nr 1	6 mm	4,8 mm	90 mm
	1-1814	Pinceta do tkanek i organów nr 2	3 mm	2,2 mm	90 mm

Opis

Pinceta przeznaczona do tkanek i organów. Wykonana z CrNi 18/8. Końcówka w kształcie pierścienia znakomicie nadaje się do delikatnego chwytania wrażliwych próbek tkankowych.