



Pinceta z wymienną końcówką ceramiczną



Precyzyjna pinceta najwyższej jakości z wymienną końcówką ceramiczną. Odpowiednia do pracy sterylnej. Porowatość 0%. Gazoszczelna. Nie ulega ścieraniu. Odporna na temp. do 1200°C. Twardość wg skali Vickersa Gpa 14. Antystatyczna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość	Kończówka	Kształt	Szt./Op.
	3-1235	Pinceta z wymienną końcówką ceramiczną 130 mm		b. cienka	prosta	1 szt.
	3-1236	Zapasowe końcówki do pincety	-	-	-	2 szt.

Opis

Precyzyjna pinceta najwyższej jakości z wymienną końcówką ceramiczną. Odpowiednia do pracy sterylnej. Porowatość 0%. Gazoszczelna. Nie ulega ścieraniu. Odporna na temp. do 1200°C. Twardość wg skali Vickersa Gpa 14. Antystatyczna.