



Wirówka Frontier™ FC5706



Frontier™ 5706 to wirówka stołowa o niskiej prędkości obrotowej (200-6000 obr./min). Posiada regulację czasu pracy od 10 s do 99 godz. 59 min 59 s. Urządzenie umożliwia wirowanie próbek o różnej wielkości – od 5 ml do 50 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	W zestawie	Pręđ. obrotowa	Nr producenta
	H-5180	Wirówka Frontier™ FC5706	bez rotora	200-6000 obr./min	30130875
	H-5181	Wirówka Frontier™ FC5706	z rotorem - 12 x 15 ml	200-6000 obr./min	30332131

Opis

Frontier™ 5706 to wirówka stołowa o niskiej prędkości obrotowej. Urządzenie umożliwia pracę z próbkami o różnej wielkości **od 5 ml do 50 ml**. Wirówka Frontier™ 5706 posiada intuicyjny interfejs z wbudowanym wyświetlaczem LED, który pokazuje jednocześnie prędkość oraz czas wirowania.

Urządzenie umożliwia monitorowanie i **regulowanie prędkości obrotów (200-6000 obr./min)** oraz przyspieszenia (4427 x g). Istnieje również możliwość ustawienia czasu wirowania w zakresie **10 s - 99 godz. 59 min 59 s** a także skorzystania z funkcji pracy ciągłej. Wirówka jest wyposażona w solidną pokrywę z mechanizmem blokującym. Posiada czujnik niewyważenia wirnika, który automatycznie wyłącza wirowanie po wykryciu błędu. Urządzenie posiada 10 stopni regulacji przyspieszania/hamowania.

Wymiary Frontier™ 5706 wynoszą 392 x 266 x 291 mm, waga – 10,5 kg.

W sprzedaży posiadamy wirówkę bez rotora oraz z rotorem stałokrętowym, który pomieści 12 próbek o pojemności 15 ml. Dodatkowo dokupić można pasujące [wirniki](#).

Dane techniczne

Parametr

FC5706

Zakres prędkości obrotów

od 200 do 6000 obr./min

Parametr	FC5706
Zakres czasu pracy	od 10 sek. do 99 godz. 99 min 99 sek. lub w trybie ciągłym
Maksymalne przyspieszenie	4427 x g
Regulacja przyspieszenia/hamowania	10 stopni
Wyświetlacz	LCD
Zamknięcie pokrywy	mechaniczne
Temperatura otoczenia	2-35°C
Waga	10,5 kg
Poziom hałasu	≤ 60 +2 dB(A)
Moc	100 W
Wymiary	392 x 266 x 291 mm