



Szpatułki laboratoryjne Flexistrip



Giętkie szpatułki laboratoryjne, idealne do rozprowadzania krwi na szkiełkach mikroskopowych. Wykonane z PS.

Miniatura



Nr-art.

B-0155

Nazwa

Szpatułki laboratoryjne Flexistrip

Szt./Op.

50 szt.

Opis

Giętkie szpatułki laboratoryjne, idealne do rozprowadzania krwi na szkiełkach mikroskopowych. Wykonane z PS.

Wymiary: 75 x 26 mm.