



Końcówki ViscoTip[®]

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

ViscoTip[®] firmy Eppendorf to nowy model końcówek do dozowników Multipette[®] stworzony z myślą o dozowaniu cieczy o wysokiej lepkości dynamicznej – do 14 000 mPas. Innowacyjna konstrukcja tych końcówek umożliwia wygodną pracę z płynami takimi jak glicerol, polisorbát 80, miód, kremy i szampony. ViscoTip[®] nie zawierają substancji wymywalnych, np. plastyfikatorów, biocydów czy środków poślizgowych, które mogłyby zakłócać wyniki badań.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Stopień czystości	Szt./Op.	Nr producenta
	K-6320	Końcówki ViscoTip [®]	10 ml	pomarańczowy	Eppendorf Quality	4 x 25 szt.	0030 089.502

Opis

ViscoTip[®] firmy Eppendorf to nowy **model końcówek do dozowników Multipette[®]**, uzupełniający ofertę końcówek [Combitips Advanced](#). Końcówki te pozwalają na niezwykle precyzyjne dozowanie długich serii, niezależnie od rodzaju stosowanej cieczy, ponieważ działają na zasadzie wyporu bezpośredniego.

Zastosowanie i konstrukcja końcówek ViscoTip[®] Eppendorf

Zostały stworzone z myślą o dozowaniu cieczy o wysokiej lepkości dynamicznej – od 200 mPas do maksymalnie 14 000 mPas. Ich innowacyjna konstrukcja umożliwia wygodną pracę z płynami takimi jak glicerol, polisorbát 80, miód oraz emulsje kosmetyczne, np. kremy, szampony, żele. Zastosowanie końcówek ViscoTip[®] znacząco redukuje siłę potrzebną przy dozowaniu wysoce lepkich cieczy. Znacząco skraca czas pracy i zmniejsza zużycie energii w Multipette. **Końcówki te nie zawierają substancji wymywalnych**, np. plastyfikatorów, biocydów czy środków poślizgowych, które mogłyby zakłócać wyniki badań. Są przeznaczone do dozowania objętości w zakresie od 100 µl do 10 ml w skokach co 10 µl.

Podobnie jak w przypadku Combitips Advanced, końcówki ViscoTip[®] **są automatycznie rozpoznawane** w dozownikach [Multipette[®] M4](#) i [Multipette[®] E3/E3x](#). Zachowana została wysoka ergonomia i wygoda pracy. ViscoTip[®] mogą zostać szybko zidentyfikowane i odróżnione od końcówek [Combitips Advanced](#) po **kodzie barwnym**. Posiadają również ciągłą skalę objętości oraz charakterystyczny podwójny pierścień.

Końcówki oferowane są w czystości Eppendorf Quality. **Pakowane w 4 torebki po 25 sztuk.**