




## Końcówki Microloader™

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR  
**eppendorf**

Końcówki Microloader™ firmy Eppendorf sprawdzą się przy napełnianiu mikrokapilar lub w przypadku pipetowania bardzo małych objętości cieczy na większej głębokości. Są wyjątkowo długie (100 mm), cienkie oraz elastyczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Nr producenta	Szt./Op.
	K-1980	Końcówki Microloader™ 0,5-20 µl		100 mm	jasny szary	5242 956.003	2 x 96 szt.

### Opis

Wyjątkowo długie końcówki Microloader™ zostały zaprojektowane z myślą o precyzyjnym napełnianiu mikrokapilar. Poza przygotowywaniem mikroiniekcji, końcówki te mogą znaleźć zastosowanie w przypadku pipetowania bardzo małych objętości cieczy i gdy dodatkowo wymagane jest pobranie lub dozowanie próbki na większej głębokości.

Końcówki Microloader mają długość 100 mm. Są wyjątkowo cienkie i charakteryzują się dużą elastycznością. Oferowane w stopniu czystości Eppendorf Quality. Pakowane są w 2 statywy po 96 szt. Zarówno końcówki, jak i statywy można autoklawować.

Końcówki i pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Dzięki temu można w prosty i intuicyjny sposób dobrać końcówki kompatybilne do pipety o określonej pojemności. Dla osiągnięcia najwyższej precyzji i dokładności zaleca się stosowanie końcówek Microloader™ w połączeniu z pipetami Eppendorf oznaczonymi szarym kodem barwnym – o poj. od 0,5 do 10 µl.