



Probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką Flat-Top - o poj. 15 i 50 ml

BIOLGX[®]

Probówki wirówkowe typu Falcon, stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu.

W komplecie zakrętki typu Flat-Top z PE ułatwiające opisywanie próbek. Pakowane w workach. Dostępne w wersji sterylnej (sterylizowane promieniami gamma) i niesterylnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dno	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	B-0334	Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Flat-Top	stożkowe	15 ml	16 x 120 mm	niesterylne	worek	500 szt.
	B-0335	Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Flat-Top	stożkowe	50 ml	29 x 115 mm	niesterylne	worek	500 szt.
	B-0331	Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Flat-Top	stożkowe	15 ml	16 x 120 mm	sterylne	worek	50 szt.
	B-0333	Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Flat-Top	stożkowe	50 ml	29 x 115 mm	sterylne	worek	50 szt.

Opis

Probówki wirówkowe typu Falcon, stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu. Przezroczyste ściany umożliwiają łatwą kontrolę nad zawartością probówki. Skalowane co 1 ml (falkony 15 ml) lub co 5 ml (falkony 50 ml).

W komplecie zakrętki typu Flat-Top wykonane z polietylenu (PE). Biologicznie obojętne, odporne chemicznie. Lepsza szczelność dzięki zastosowaniu podwójnego gwintowania. Łatwe otwieranie, zamykanie i [opisywanie](#).

Probówki pakowane w [workach](#) - dostępne w wersji [sterylnej](#) (sterylizowane promieniami gamma) i [niesterylnej](#).

Odporność temperaturowa: od -20°C do +80°C.

Możliwość wirowania:

- falkony 15 ml: do 8400 x rcf.
- falkony 50 ml: do 9400 x rcf.