



Wkłady aluminiowe na płytki



Wkłady aluminiowe do zastosowania z płytkami PCR i titracyjnymi. Wkłady zajmują 2 miejsca w bloku grzewczym. Nie nadają się do bloków 1-miejscowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba otworów	Śr. otworu	Gł. otworów
	H-3155	Wkład na płytki PCR	96	6,4 mm	15,5 mm
	H-3156	Wkład na płytki titracyjne	1	-	13,5 mm

Opis

Wkłady wykonane są z anodyzowanego aluminium, co zwiększa ich odporność na rdzę i korozję, a to przekłada się na ich trwałość. Dzięki niewielkim odległościom pomiędzy próbkami a ściankami zapewnione jest **utrzymanie maksymalnej temperatury** oraz najkorzystniejszy przepływ powietrza. Wkłady posiadają **studzienkę na termometr**, która daje możliwość zmierzenia temperatury wewnątrz bloku.

Wkłady zajmują 2 miejsca w bloku grzewczym. Nie nadają się do bloków 1-miejscowych.