





**Probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką Flat Top - w statywach styropianowych - o poj. 15 i 50 ml**

**BIOLGIX**<sup>®</sup>

Probówki wirówkowe typu Falcon, stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu. W komplecie zakrętki typu Flat-Top z PE ułatwiające opisywanie próbek. Pakowane w statywach styropianowych. Dostępne w wersji sterylnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dno	Pojemność	Śr. x wys.	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	B-0330	Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Flat-Top	stożkowe	15 ml	16 x 120 mm	sterylny	statyw styropianowy	50 szt.
	B-0332	Probówki z PP typu Falcon - z zakrętką Flat-Top	stożkowe	50 ml	29 x 115 mm	sterylny	statyw styropianowy	25 szt.

**Opis**

Probówki wirówkowe typu Falcon, stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu. Przezroczyste ściany umożliwiają łatwą kontrolę nad zawartością probówki. Skalowane co 1 ml (falkony 15 ml) lub co 5 ml (falkony 50 ml).

W komplecie zakrętki typu Flat Top wykonane z polietylenu (PE). Biologicznie obojętne, odporne chemicznie. Lepsza szczelność dzięki zastosowaniu podwójnego gwintowania. Łatwe otwieranie, zamykanie i opisywanie.

Probówki pakowane w statywach styropianowych - dostępne w wersji sterylnej.

**Odporność temperaturowa:** od -20°C do +80°C.

**Możliwość wirowania:**

- falkony 15 ml: do 8400 x g.
- falkony 50 ml: do 9400 x g.