




Dozownik łokciowy z butelką o poj. 1000 ml - z matą podłogową

Dozownik łokciowy ze stali szlachetnej. W zestawie z butelką o poj. 1000 ml i z matą podłogową.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Poj. butelki	W zestawie
	P-2251	Dozownik łokciowy z butelką	1000 ml	z matą podłogową

Opis

Dozownik łokciowy wykonany ze stali nierdzewnej w zestawie z butelką dozującą. Całość zamontowana na stojaku. W dolnej części umieszczona mata podłogowa. Dozownik zapewnia zachowanie higieny w sytuacjach, w których należy minimalizować możliwość kontaminacji poprzez zabrudzone ręce. Dozowanie cieczy odbywa się w sposób precyzyjny. Dozownik łokciowy nadaje się do zastosowania w takich miejscach, jak laboratoria, budynki użyteczności publicznej, szpitale, gabinety czy sale konferencyjne.

Wymiary dozownika (szer. x gł. x wys.): 9,5 x 7,0 x 28,5 cm.

Wysokość stojaka: 110 cm.

Pojemność butelki: 1000 ml.