



Szpatułka z zaokrąglonym ostrzem

Szpatułka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada zaokrąglone, wklęsłe ostrze ułatwiające pobieranie i przenoszenie próbek. Autoklawowalna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szer. ostrza	Dł. całk.
	B-0603	Szpatułka z zaokrąglonym ostrzem	5 mm	130 mm
	B-0604	Szpatułka z zaokrąglonym ostrzem	5 mm	150 mm
	B-0605	Szpatułka z zaokrąglonym ostrzem	5 mm	185 mm
	B-0606	Szpatułka z zaokrąglonym ostrzem	5 mm	210 mm

Opis

Szpatułka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada zaokrąglone, wklęsłe ostrze ułatwiające pobieranie i przenoszenie próbek. Autoklawowalna.