



## Wibracyjna łoPATKA wagowa



Łopatka umożliwia dokładne dozowanie niewielkich ilości substancji. W celu wywołania drgań ostrza należy przekręcić kółko zębate. Dzięki temu możliwe jest zsypywanie minimalnej ilości nabrałego na łopatkę materiału. Łopatka jest dostarczana z nierdzewnym stalowym ostrzem, gładko szlifowanym lub z teflonową powłoką ułatwiającą łatwe zsypanie substancji.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa



6-2210

Wibracyjna łoPATKA wagowa z ostrzem ze stali szlachetnej



6-2211

Wibracyjna łoPATKA wagowa z ostrzem powleczonym teflonem

### Opis

Łopatka umożliwia dokładne dozowanie niewielkich ilości substancji. W celu wywołania drgań ostrza należy przekręcić kółko zębate. Dzięki temu możliwe jest zsypywanie minimalnej ilości nabrałego na łopatkę materiału. Łopatka jest dostarczana z nierdzewnym stalowym ostrzem, gładko szlifowanym lub z teflonową powłoką ułatwiającą łatwe zsypanie substancji.

**Długość:** 19 cm.

Możliwość zawieszenia.