



## Smoczek do pipet - silikonowy



Silikonowy smoczek do pipet. Przeznaczony m.in. do szklanych pipet Pasteura.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                                | Kolor   | Pojemność | Szt./Op. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|-----------|----------|
|  | L-1118  | Gumowy smoczek do pipet - silikonowy | mleczny | 1,8 ml    | 1 szt.   |

### Opis

Smoczek do pipet wykonany z silikonu w kolorze mlecznym, o pojemności 1,8 ml. Przeznaczony między innymi do szklanych pipet Pasteura. Elastyczny silikon jest odporny nawet na wielokrotne odkształcanie.