







Szpatułka-łyżeczka z małym ostrzem, okrągła

Mikrołyżeczka-szpatułka RSG[®] ze stali nierdzewnej, długości 100-300 mm, niejałowa. Posiada z jednej strony proste ostrze, a z drugiej zaokrągloną łyżeczkę. Szpatułka-łyżeczka jest w pełni autoklawowalna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szer. ostrza	Dł. całk.
	B-0607	Szpatułka-łyżeczka z małym ostrzem, okrągła	5 mm	100 mm
	B-0608	Szpatułka-łyżeczka z małym ostrzem, okrągła	5 mm	150 mm
	B-0609	Szpatułka-łyżeczka z małym ostrzem, okrągła	5 mm	185 mm
	B-0610	Szpatułka-łyżeczka z małym ostrzem, okrągła	5 mm	300 mm

Opis

Mikrołyżeczki-szpatułki RSG[®] to precyzyjne narzędzia laboratoryjne wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do dozowania, pobierania i przenoszenia niewielkich ilości substancji stałych. Dzięki smukłemu profilowi o szerokości 5 mm umożliwiają wygodną pracę w wąskich naczyniach. Ich gładka, odporna na korozję powierzchnia zapewnia trwałość i łatwość czyszczenia.

Narzędzia są niejałowe i dostępne w czterech wariantach długościach: 130 mm, 150 mm, 185 mm i 300 mm, co pozwala dobrać odpowiednią opcję do konkretnego zastosowania.