



Probówki wirówkowe - okrągłodenne

Kartell

Okrągłodenne probówki wirówkowe z PP. Przezroczyste. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Śr. zew.	Wysokość	Szt./Op.
	B-4402	Probówki wirówkowe okrągłodenne z PP	7 ml	12 mm	100 mm	100 szt.
	B-4403	Probówki wirówkowe okrągłodenne z PP	16 ml	17 mm	100 mm	500 szt.
	B-4405	Probówki wirówkowe okrągłodenne z PP	31 ml	24 mm	93 mm	50 szt.
	B-4406	Probówki wirówkowe okrągłodenne z PP	48 ml	30 mm	104 mm	25 szt.
	B-4407	Probówki wirówkowe okrągłodenne z PP	70 ml	35 mm	100 mm	20 szt.
	B-4408	Probówki wirówkowe okrągłodenne z PP	110 ml	40 mm	120 mm	25 szt.

Opis

Okrągłodenne probówki wirówkowe wykonane z polipropylenu (PP) wysokiej jakości. Posiadają wywinięty brzeg. Występują w aż 6 pojemnościach: 7 ml, 16 ml, 31 ml, 48 ml, 70 ml oraz 110 ml. Tworzywo, z którego są wykonane charakteryzuje bardzo dobra przezroczystość. Probówki mogą być autoklawowane – są odporne na temperaturę do 120 °C.

Znajdą zastosowanie jako probówki wirówkowe, ale mogą być również stosowane jako konwencjonalne probówki.

Maks. szybkość wirowania: 3500 x g.