



Wkłady do pojemników do mrożenia CellCamper[®]



Zapasowe wkłady do pojemnika mrożącego CellCamper[®] na krioprobówki o pojemności do 2 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na probówki	Liczba otworów	Kolor	Szt./Op.
	2-3734	Zapasowy wkład do pojemników CellCamper [®]	1,0 - 2,0 ml	12	biały	1 szt.
	2-3735	Zapasowy wkład do pojemników CellCamper [®]	1,0 - 2,0 ml	30	biały	1 szt.

Opis

Wymienne wkłady do pojemników do zamrażania CellCamper[®] o okrągłym kształcie, zawierające 12 lub 30 otworów. Odpowiednie do użycia z krioprobówkami o pojemności do 2 ml.

2-3734 to wkład do pojemników CellCamper [2-3702](#).

2-3735 to wkład do pojemników CellCamper [2-3703](#) i [2-3704](#).