



Pojemniki do przechowywania próbek



Pojemniki z szeroką szyją do zastosowań chirurgicznych lub anatomicznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Pojemność	Wym. zewnętrzne	Szt./Op.
	B-2461	Pojemniki z białą zakrętką	PS	15 ml	35 x 33 mm	1000 szt.
	B-2462	Pojemniki z białą zakrętką	PS	30 ml	35 x 55 mm	1000 szt.
	B-2463	Pojemniki z białą zakrętką	PS	100 ml	65 x 55 mm	250 szt.
	B-2464	Pojemniki z białą zakrętką	PS	200 ml	65 x 85 mm	250 szt.

Opis

Pojemniki na próbki wykonane z polistyrenu, przezroczyste z białą zakrętką. Nadają się do zastosowań chirurgicznych lub anatomicznych. Pojemniki charakteryzują się dobrą odpornością chemiczną. Posiadają szeroki gwint ułatwiający ich czyszczenie i są bardzo lekkie. Produkt niesterylny.

Pojemniki nie mogą być autoklawowane.