



Szpatułka-łyżeczka z okrągłym trzonkiem



Szpatułka-łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada z jednej strony szerokie, proste ostrze, a z drugiej okrągłą łyżkę. Autoklawowalna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dł. x szer.	Średnica	Dł. całkow.
	B-0625	Szpatułka-łyżeczka z okrągłym trzonkiem	28 x 15 mm	25 mm	150 mm
	B-0626	Szpatułka-łyżeczka z okrągłym trzonkiem	28 x 15 mm	25 mm	180 mm
	B-0627	Szpatułka-łyżeczka z okrągłym trzonkiem	28 x 15 mm	25 mm	210 mm
	B-0628	Szpatułka-łyżeczka z okrągłym trzonkiem	28 x 15 mm	25 mm	250 mm

Opis

Szpatułka-łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada z jednej strony szerokie, proste ostrze, a z drugiej okrągłą łyżkę. Autoklawowalna.