



Filtry bibułowe do analizy jakościowej - okrągłe



Filtry okrągłe do analiz jakościowych, do pracy przy średniej prędkości filtracji.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kształt	Średnica	Szt./Op.
	L-2511	Filtry bibułowe do analizy jakościowej	okrągłe	55 mm	100 szt.
	L-2512	Filtry bibułowe do analizy jakościowej	okrągłe	70 mm	100 szt.
	L-2513	Filtry bibułowe do analizy jakościowej	okrągłe	90 mm	100 szt.
	L-2514	Filtry bibułowe do analizy jakościowej	okrągłe	110 mm	100 szt.
	L-2515	Filtry bibułowe do analizy jakościowej	okrągłe	125 mm	100 szt.
	L-2516	Filtry bibułowe do analizy jakościowej	okrągłe	150 mm	100 szt.
	L-2517	Filtry bibułowe do analizy jakościowej	okrągłe	185 mm	100 szt.

Opis

Filtry bibułowe do analiz jakościowych. Do pracy przy średniej prędkości filtracji. Filtry nie zostały poddane obróbce chemicznej.