



Akcesoria do wytrząsarek neoLab Multi Shaker i Orbital Shaker

FOR MY LAB
neoLab[®]

Akcesoria do wytrząsarki neoLab Multi Shaker oraz Orbital Shaker zwiększające ich funkcjonalność. Elementy wyposażenia platformy pozwalają w bezpieczny sposób pracować z większą ilością próbek oraz płytek mikrotitracyjnych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Liczba miejsc
	7-0032	Zestaw prętów przytrzymujących	-	-
	7-0059	Adapter	mikropłytki	8 miejsc
	7-0072	Adapter piankowy	próbówki o śr. 30 mm i poj. 50 ml	12 miejsc
	7-0073	Adapter piankowy	próbówki o śr. 16 mm i poj. 15 ml	24 miejsca
	7-0079	Zapasowy klips magnetyczny	-	-
	7-0091	Mata antypoślizgowa	-	-

Opis

Akcesoria do wytrząsarek neoLab Multi Shaker (7-0950) oraz Orbital Shaker (7-0031) zwiększające ich funkcjonalność. Elementy wyposażenia platformy pozwalają w bezpieczny sposób pracować z większą ilością próbek:

- **Zestaw prętów przytrzymujących** stosowany na platformie wytrząsającej do pracy z próbkami umieszczonymi w wysokich naczyniach. Bardzo skuteczne rozwiązanie do zabezpieczania większej ilości np. szklanych kolb czy butelek. Przy pomocy elastycznych prętów można mocować również mniejsze fiolki, a także falcony. Pręty krawędziowe tworzące szyny wykonano ze stali nierdzewnej. Ich zakończenia mocuje się zaczepami do otworów na obrzeżach platformy. Przymocowane na prętach cztery drążki mają nałożone elastyczne tworzywo w kształcie rolek. Umieszczone pomiędzy drążkami naczynia delikatnie dociska się przesuwając drążki po szynach. Zestaw obejmuje wszystkie elementy potrzebne do przymocowania go do wytrząsarki.
- **Adapter** na 8 płytek mikrotitracyjnych ułożonych w układzie 2 x 4. Mocowany do platformy za pomocą klipsów magnetycznych dostarczonych wraz z wytrząsarką lub zakupionych oddzielnie. Zapewnia bezpieczeństwo dzięki zabezpieczeniu każdej mikropłytki oddzielnie. Może pomieścić jednocześnie do 8 różnych mikropłytek.
- **Adapter piankowy** na 12 próbek o średnicy 30 mm i pojemności 50 ml (np. typu falcon). Mocowanie do platformy

umożliwiają klipsy magnetyczne dostarczane wraz wytrząsarką lub zakupione oddzielnie.

- **Adapter piankowy** do 24 probówek wirówkowych o średnicy 16 mm i poj. 15 ml. Mocowany do platformy za pomocą klipsów magnetycznych dostarczonych w zestawie z wytrząsarką lub zakupionych dodatkowo.
- **Zapasowy klips magnetyczny** o cylindrycznym kształcie, w kolorze czarnym. Wyjątkowo silny zaczep z magnesem szybko i łatwo mocuje się bezpośrednio do płaszczyzny platformy. Ich większa ilość pozwala na mocowanie bezpośrednio do platformy butelek, kolb lub innych pojemników. Jego odpowiedni kształt dopasowuje się również do końcówek adapterów lub zestawu prętów. Oferowane pojedynczo.
- Gumowa **mata antypoślizgowa** dobrze przylegająca do powierzchni platformy. W kolorze niebieskim. Dopasowana do powierzchni roboczej. Nadaje się idealnie w celu zabezpieczania próbek w delikatnych naczyniach np. z kruchego szkła.