



Pałeczki czyszczące Alkotip[®] z bawełnianą główką - sterylne

Waciki bawełniane z dużą główką, nasączone alkoholem izopropylowym (70%).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. główki	Dł. trzonka	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	L-1611	Pałeczki czyszczące z bawełnianą główką	10 mm	100 mm	sterylny	pak. ind.	50 szt.

Opis

Pałeczki czyszczące Alkotip[®] z dużą bawełnianą główką nasączone są 70% alkoholem izopropylowym. Idealnie nadają się do czyszczenia delikatnych przedmiotów, urządzeń i powierzchni.
 Każda pałeczka jest indywidualnie pakowana.