



Szpatuiko-lyzeczka, prosta



Szpatuiko-lyzeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada z jednej strony proste ostrze, a z drugiej lyzke. Autoklawowalna (z wyjatkiem B-0619).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wym. szpatulki (dl. x szer.)	Wymiary lyzeczki (dl. x szer.)	Dl. calk.
	B-0613	Szpatuiko-lyzeczka - prosta	30 x 20 mm	31 x 23 mm	120 mm
	B-0614	Szpatuiko-lyzeczka - prosta	32 x 22 mm	38 x 27 mm	150 mm
	B-0615	Szpatuiko-lyzeczka - prosta	32 x 22 mm	40 x 28 mm	180 mm
	B-0616	Szpatuiko-lyzeczka - prosta	32 x 22 mm	40 x 28 mm	210 mm
	B-0617	Szpatuiko-lyzeczka - prosta	45 x 32 mm	50 x 35 mm	250 mm
	B-0618	Szpatuiko-lyzeczka - prosta	50 x 37 mm	55 x 41 mm	300 mm
	B-0619	Szpatuiko-lyzeczka - prosta - pokryta PTFE	32 x 22 mm	40 x 28 mm	180 mm

Opis

Szpatuiko-lyzeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/10. Posiada z jednej strony proste ostrze, a z drugiej lyzke. Autoklawowalna (z wyjatkiem B-0619).