





Probówki wirówkowe, stożkowe z poliwęglanu o pojemności 15 ml i 50 ml

NALGENE[®]

Stożkowe probówki z prostym obrzeżem. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Mogą być stosowane w wirówkach chłodzonych i niechłodzonych z przyśpieszeniem do **6000 g**. Przezroczyste, z wytłoczoną podziałką. Idealne do oddzielania nienaruszonych komórek. Autoklawowalne. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	2-9225	Probówki wirówkowe, stożkowe z PC	15 ml	10 szt.
	2-9226	Probówki wirówkowe, stożkowe z PC	50 ml	10 szt.

Opis

Stożkowe probówki z prostym obrzeżem. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Mogą być stosowane w wirówkach chłodzonych i niechłodzonych z przyśpieszeniem do **6000 g**. Przezroczyste, z wytłoczoną podziałką. Idealne do oddzielania nienaruszonych komórek. Autoklawowalne. Opakowanie zawiera 10 sztuk.