



## Probówki wirówkowe, stożkowe z kopolimeru polipropylenu o pojemności 15 ml

NALGENE<sup>®</sup>

Stożkowe probówki z prostym obrzeżem. Charakteryzują się doskonałą odpornością na działanie chemikaliów. W niskich temperaturach sprawdzają się lepiej niż standardowy polipropylen. Mogą być stosowane w wirówkach chłodzonych i niechłodzonych z przyśpieszeniem do **6000 g**. Mlecznoprzeźroczyste, z wytłoczoną podziałką. Autoklawowalne. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.
	2-9235	Probówki wirówkowe, stożkowe z PPCO	15 ml	10 szt.

### Opis

Stożkowe probówki z prostym obrzeżem. Charakteryzują się doskonałą odpornością na działanie chemikaliów. W niskich temperaturach sprawdzają się lepiej niż standardowy polipropylen. Mogą być stosowane w wirówkach chłodzonych i niechłodzonych z przyśpieszeniem do **6000 g**. Mleczno-przeźroczyste, z wytłoczoną podziałką. Autoklawowalne. Opakowanie zawiera 10 sztuk.