



Automat filtrujący - z dzbankiem szklanym

SEVERIN

Automat filtrujący jest szybki, cichy i łatwy w obsłudze. Dostawa obejmuje szklany dzbanek z wyraźną podziałką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	L-0215	Automat filtrujący	ok. 1,25 l
	L-0216	Automat filtrujący z pokrętkiem	ok. 1,25 l

Opis

Automat filtrujący marki Severin odznacza się wysokiej jakości designem. Posiada szklany dzbanek z dobrze widocznym z obydwu stron wskaźnikiem poziomu cieczy. Wyposażony w funkcję automatycznego wyłączenia oraz płytę grzewczą z funkcją podtrzymywania temperatury. Posiada zabezpieczenie przed kapaniem i zapewnia bezpieczne wyjmowanie dzbanka nawet podczas procesu filtracji. Zawiera odchylany filtr z wyjmowaną wkładką filtracyjną 1 x 4 (wkład do filtra można myć w zmywarce). Automat posiada również zintegrowany schowek na kabel przyłączeniowy. Pokrętko dwupozycyjne odpowiada za stężenie filtratu.

Dane techniczne

Parametr	L-0215, L-0216
Moc	1000 W
Kolor / materiał	czarny - szycotkowana stal nierdzewna
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	275 x 230 x 340 mm
Waga netto	2,3 kg

Parametr	L-0215, L-0216
Pojemność dzbanka	ok. 1,25 l