

Łyżeczka profilowana



Łyżeczko-łopatka ze stali szlachetnej 18/8. Wyjątkowy kształt umożliwia dotarcie do wszystkich miejsc naczyń. Duża pomoc przy odważaniu lub pobieraniu prób.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary łyżeczki (dł. x szer.)	Długość
	2-6601	Łyżeczka profilowana	35 x15 mm	180 mm
	2-6602	Łyżeczka profilowana	35 x15 mm	210 mm
	2-6603	Łyżeczka profilowana	35 x15 mm	300 mm

Opis

Łyżeczko-łopatka ze stali szlachetnej 18/8. Wyjątkowy kształt umożliwia dotarcie do wszystkich miejsc naczyń. Duża pomoc przy odważaniu lub pobieraniu prób.