

## Łyżeczka okrągła



Łyżeczka okrągła wykonana z matowanej stali szlachetnej 18/10. Kształt trzonka umożliwia zawieszenie. Autoklawowalna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Średnica łyżeczki	Dł. całk.
	B-0644	Łyżeczka okrągła	11 ml	35 mm	134 mm

### Opis

Łyżeczka okrągła wykonana z matowanej stali szlachetnej 18/10. Kształt trzonka umożliwia zawieszenie. Autoklawowalna.

**Dł. rączki:** 96 mm.