

Łyżeczka okrągła



Łyżeczka okrągła wykonana z matowanej stali szlachetnej 18/10. Kształt trzonka umożliwia zawieszenie. Autoklawowalna.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Pojemność | Średnica łyżeczki | Dł. całk. |
|-----------|---------|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | B-0644 | Łyżeczka okrągła | 11 ml | 35 mm | 134 mm |

Opis

Łyżeczka okrągła wykonana z matowanej stali szlachetnej 18/10. Kształt trzonka umożliwia zawieszenie. Autoklawowalna.

Dł. rączki: 96 mm.