



Zestaw łyżeczek szklanych

Łyżeczki wykonane ze szkła borokrzemowego. Zestaw obejmuje po 2 sztuki łyżeczek w każdym z 4 rozmiarów. Idealnie nadają się do precyzyjnego poboru i dozowania prób, dzięki głębokiej łyżeczce oraz okrągłemu trzonkowi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość	Szt./Op.
	B-0645	Zestaw łyżeczek szklanych	od 210 do 230 mm	8 szt.

Opis

Łyżeczki wykonane ze szkła borokrzemowego. Zestaw obejmuje po 2 sztuki łyżeczek w każdym z 4 rozmiarów. Idealnie nadają się do precyzyjnego poboru i dozowania prób, dzięki głębokiej łyżeczce oraz okrągłemu trzonkowi.