



Łyżeczka podwójna, podłużna

Łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej. Posiada dwa podłużne zakończenia o różnych rozmiarach. Autoklawowalna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wym. łyżeczki I (dł. x szer.)	Wym. łyżeczki II (dł. x szer.)	Dł. całk.
	B-0629	łyżeczka podwójna, podłużna	35 x 20 mm	30 x 12 mm	190 mm

Opis

Łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej. Posiada dwa podłużne zakończenia o różnych rozmiarach. Autoklawowalna.