



Łyżeczka podwójna, okrągła

Łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/9. Posiada okrągły trzonek i dwa okrągłe zakończenia o różnych rozmiarach. Autoklawowalna.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wym. łyżeczki I (dł. x szer.)	Wym. łyżeczki II (dł. x szer.)	Dł. całkow.
	B-0630	łyżeczka podwójna, okrągła	30 x 25 mm	17 x 17 mm	120 mm
	B-0631	łyżeczka podwójna, okrągła	30 x 25 mm	17 x 17 mm	150 mm
	B-0632	łyżeczka podwójna, okrągła	30 x 25 mm	17 x 17 mm	180 mm
	B-0633	łyżeczka podwójna, okrągła	35 x 30 mm	25 x 20 mm	210 mm
	B-0634	łyżeczka podwójna, okrągła	45 x 35 mm	25 x 20 mm	250 mm
	B-0635	łyżeczka podwójna, okrągła	45 x 35 mm	25 x 20 mm	300 mm

Opis

Łyżeczka wykonana ze stali szlachetnej 18/9. Posiada okrągły trzonek i dwa okrągłe zakończenia o różnych rozmiarach. Autoklawowalna.