



Statyw obrotowy TwisStar Revolver



TwisStar Revolver umożliwia przechowywanie różnych probówek i płytki PCR. Każda z czterech sekcji pomieści:

- 2 probówki 50 ml (maks. śr. 30 mm),
- 8 probówek 15 ml (maks. śr. 18 mm),
- 12 probówek 1,5 / 2,0 ml (maks. śr. 11 mm),
- 6 probówek 0,5 ml (maks. śr. 8,0 mm),
- 48 probówek PCR 0,2 ml,
- 6 pasków PCR 8-probówkowych.

Miniatura



Nr-art.

L-4006

Nazwa

Statyw obrotowy TwisStar Revolver z PP

Opis

Statyw TwisStar Revolver wykonany jest z polipropylenu (PP) i składa się z 4 obrotowych elementów. Statyw można dowolnie konfigurować. W zależności od potrzeb, każda z czterech sekcji pomieści:

- 2 probówki 50 ml (maks. śr. 30 mm),
- 8 probówek 15 ml (maks. śr. 18 mm),
- 12 probówek 1,5 / 2,0 ml (maks. śr. 11 mm),
- 6 probówek 0,5 ml (maks. śr. 8,0 mm),
- 48 probówek PCR 0,2 ml,
- 6 pasków PCR 8-probówkowych.

Po połączeniu dwóch sekcji można umieścić:

- 96-dołkową płytkę PCR,
- 8 pasków PCR 12-probówkowych.

TwisStar można autoklawować w 121°C.

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 257 x 108 x 108 mm (łącznie) i 69 x 108 x 108 mm (indywidualny przekrój).