



Nakrętki gwintowane z haczykiem łączącym

Odpowiednio dopasowane nakrętki gwintowe z umieszczonym wewnątrz pierścieniem uszczelniającym z EPR (guma etylenowo-propylenowa). Gwarantują absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-710720	Nakrętki gwintowe z haczykiem łączącym	bezbarny	w worku (500 szt.)
	A-710721	Nakrętki gwintowe z haczykiem łączącym	czerwone	w worku (500 szt.)
	A-710722	Nakrętki gwintowe z haczykiem łączącym	niebieskie	w worku (500 szt.)
	A-710723	Nakrętki gwintowe z haczykiem łączącym	zielone	w worku (500 szt.)
	A-710724	Nakrętki gwintowe z haczykiem łączącym	żółte	w worku (500 szt.)
	A-710725	Nakrętki gwintowe z haczykiem łączącym	pomarańczowe	w worku (500 szt.)
	A-710726	Nakrętki gwintowe z haczykiem łączącym	fioletowe	w worku (500 szt.)
	A-710728	Nakrętki gwintowe z haczykiem łączącym	różnokolorowe	w worku (500 szt.)

Opis

Odpowiednio dopasowane nakrętki gwintowe z umieszczonym wewnątrz pierścieniem uszczelniającym z EPR (guma etylenowo-propylenowa). Gwarantują absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Przeznaczone do probówek o poj. 0,5 ml / 1,5 ml / 2,0 ml.

Opakowanie: w worku (500 sztuk)