



Nakrętki gwintowane bez haczyka łączącego

Odpowiednio dopasowane nakrętki gwintowane z umieszczonym wewnątrz pierścieniem uszczelniającym z EPR (guma etylenowo-propylenowa). Gwarantują absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-710710	Nakrętki gwintowane bez haczyka łączącego	bezbarwny	w worku (500 szt.)
	A-710711	Nakrętki gwintowane bez haczyka łączącego	czerwone	w worku (500 szt.)
	A-710712	Nakrętki gwintowane bez haczyka łączącego	niebieskie	w worku (500 szt.)
	A-710713	Nakrętki gwintowane bez haczyka łączącego	zielone	w worku (500 szt.)
	A-710714	Nakrętki gwintowane bez haczyka łączącego	żółte	w worku (500 szt.)
	A-710715	Nakrętki gwintowane bez haczyka łączącego	pomarańczowe	w worku (500 szt.)
	A-710716	Nakrętki gwintowane bez haczyka łączącego	fioletowe	w worku (500 szt.)
	A-710718	Nakrętki gwintowane bez haczyka łączącego	różnokolorowe	w worku (500 szt.)

Opis

Odpowiednio dopasowane nakrętki gwintowane z umieszczonym wewnątrz pierścieniem uszczelniającym z EPR (guma etylenowo-propylenowa). Gwarantują absolutnie szczelne zamknięcie probówki. Wolne od DNA, DNaz i RNaz.

Przeznaczone do probówek o poj. 0,5 ml / 1,5 ml / 2,0 ml.

Opakowanie: w worku (500 sztuk).