




Etykiety na płytki mikrotitracyjne



Etykiety wykonane z chemicznie obojętnego poliestru, doskonałe do naklejania na bokach płytek mikrotitracyjnych lub szalek Petriego. Można używać podczas sterylizacji parą wodną, w łaźniach wodnych i w zamrażarkach (do max. -40°C). Nieścieralne, można na nich użyć do opisywania większości rodzajów znaczników i długopisów. Nadają się do wszystkich rodzajów powierzchni sztucznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./rolka
	B-0006	Naklejki na rolce - prostokątne - na płytki mikrotitracyjne	biały	1000 szt.

Opis

Etykiety wykonane z chemicznie obojętnego poliestru, doskonałe do naklejania na bokach płytek mikrotitracyjnych lub szalek Petriego. Można używać podczas sterylizacji parą wodną, w łaźniach wodnych i w zamrażarkach (do max. -40°C). Nieścieralne, można na nich użyć do opisywania większości rodzajów znaczników i długopisów. Nadają się do wszystkich rodzajów powierzchni sztucznych.

Wymiary: 6 x 38 mm.

Jedna rolka zawiera 1000 etykiet.