

Naklejki Tough-Spots[®] na rolce - okrągłe



Wykonane z chemicznie obojętnego poliestru. Przeznaczone do opisywania ręcznego. Okrągłe. Etykiety Tough-Spots[®] pasują do probówek o poj. 0,2/0,5/0,65 i 1,5/2 ml. Bardzo trwałe. Nie odklejają się w czasie sterylizacji parą wodną, nie odpadają w zamrażarkach i wirówkach. Nie ulegają wyschnięciu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do naczyń	Kolor	Średnica
	B-3630	Naklejki na rolce - okrągłe	0,5 ml	biały	9 mm
	B-3631	Naklejki na rolce - okrągłe	0,5 ml	niebieski	9 mm
	B-3632	Naklejki na rolce - okrągłe	0,5 ml	zielony	9 mm
	B-3633	Naklejki na rolce - okrągłe	0,5 ml	czerwony	9 mm
	B-3634	Naklejki na rolce - okrągłe	0,5 ml	żółty	9 mm
	B-3635	Naklejki na rolce - okrągłe	1,5/2,0 ml	biały	12 mm
	B-3636	Naklejki na rolce - okrągłe	1,5/2,0 ml	czerwony	12 mm
	B-3637	Naklejki na rolce - okrągłe	1,5/2,0 ml	zielony	12 mm
	B-3638	Naklejki na rolce - okrągłe	1,5/2,0 ml	żółty	12 mm
	B-3639	Naklejki na rolce - okrągłe	1,5/2,0 ml	niebieski	12 mm

Opis

Naklejki Tough-Spots[®] wykonane z chemicznie obojętnego poliestru. Przeznaczone do opisywania ręcznego. Okrągłe. Pasują do probówek o poj. 0,2/0,5/0,65 i 1,5/2 ml. Bardzo trwałe. Nie odklejają się w czasie sterylizacji parą wodną, nie odpadają w zamrażarkach i wirówkach. Nie ulegają wyschnięciu. Znakomicie przylegają do zamknięcia i ścianek probówki. Mogą być opisywane prawie wszystkimi pisakami. Odporne na temperatury od -196° do +80°C. Dostarczane na 1 rolce w pudełku (1000 naklejek).