




Klipsy zamykające do probówek



Klipsy uniemożliwiające przypadkowe otwarcie bądź rozszczelnienie probówek typu Eppendorf o poj. 1,5 ml i 1,7 ml. Nadają się do stosowania w łaźniach wodnych i lodowych, autoklawach oraz w ciekłym azocie.

Miniatura



Nr-art.

B-0159

Nazwa

Klipsy zamykające do probówek typu Eppendorf o poj. 1,5-1,7 ml

Kolor

jasnoniebieskie

Szt./Op.

100 szt.

Opis

Klipsy uniemożliwiające przypadkowe otwarcie bądź rozszczelnienie probówek typu Eppendorf o poj. 1,5 ml i 1,7 ml. Nadają się do stosowania w łaźniach wodnych i lodowych, autoklawach oraz w ciekłym azocie.