




Naklejki do probówek - zestaw 5 kolorów

Etykiety przeznaczone do oznaczania probówek, buteleczek i innych małych naczynek. Zakres temperatury: od -25°C do +70°C. Opis możliwy za pomocą różnych pisaków. Opakowanie zawiera naklejki w pięciu różnych kolorach (zielony, czerwony, żółty, niebieski i biały) - nie ma możliwości zamówienia naklejek w jednym wybranym kolorze.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Szt./Op.
	B-1018	Naklejki punktowe - zestaw 5 kolorów	8 mm	1000 szt.
	B-1019	Naklejki punktowe - zestaw 5 kolorów	12 mm	1000 szt.
	B-1020	Naklejki punktowe - zestaw 5 kolorów	19 mm	1000 szt.

Opis

Etykiety przeznaczone do oznaczania probówek, buteleczek i innych małych naczynek. Zakres temperatury: od -25°C do +70°C. Opis możliwy za pomocą różnych pisaków. Opakowanie zawiera naklejki w pięciu różnych kolorach (zielony, czerwony, żółty, niebieski i biały) - nie ma możliwości zamówienia naklejek w jednym wybranym kolorze.