



Krem ochronny Laboderm[®]

Łatwo i szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy. Z ochroną UV. Nadaje się także do skóry wrażliwej. pH neutralne. Nie wywołuje alergii. Wspomaga naturalne natłuszczenie skóry. Polecany do użytku przed i po kontakcie z chemikaliami. Stosować na oczyszczoną skórę dłoni.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Ilość
	1-6040	Krem ochronny Laboderm [®]	tubka	50 g

Opis

Łatwo i szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy. Z ochroną UV. Nadaje się także do skóry wrażliwej. pH neutralne. Nie wywołuje alergii. Wspomaga naturalne natłuszczenie skóry. Polecany do użytku przed i po kontakcie z chemikaliami. Stosować na oczyszczoną skórę dłoni.

Kolor: lekko żółtawy.

Zapach: delikatny.