



Tusz uzupełniający

Tusz uzupełniający do Markera Edding 3000 – do 100 razy za pomocą jednego opakowania. Dostępny w czterech kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność
	B-0222	Tusz uzupełniający	czarny	100 ml
	B-0223	Tusz uzupełniający	czerwony	100 ml
	B-0224	Tusz uzupełniający	niebieski	100 ml
	B-0225	Tusz uzupełniający	zielony	100 ml

Opis

Tusz uzupełniający do Markera Edding 3000 – do 100 razy za pomocą jednego opakowania. Dostępny w czterech kolorach: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym.

Pojemność: 100 ml.