

Marker II Superfrost



Pisak do opisywania szkiełek mikroskopowych lub powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych itp. Odporny na wodę. Szybkoschnący. Idealny do stosowania w histologii i cytologii. Naniesione oznaczenia można usunąć mieszaniną etanolu i ksylenu. Może być użytkowany w temperaturach od -15°C do 100°C. Bardzo cienka końcówka (0,6 mm), do wykonywania precyzyjnych oznaczeń.

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.

Miniatura

Nr-art.

Nazwa

Kolor



L-0170

Marker II Superfrost

czarny



L-0171

Marker II Superfrost

czerwony

Opis

Pisak do opisywania szkiełek mikroskopowych lub powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych itp. Odporny na wodę. Szybkoschnący. Idealny do stosowania w histologii i cytologii. Naniesione oznaczenia można usunąć mieszaniną etanolu i ksylenu. Może być użytkowany w temperaturach od -15°C do 100°C. Bardzo cienka końcówka (0,6 mm), do wykonywania precyzyjnych oznaczeń.