



Chusteczki Medisept do dezynfekcji rąk i powierzchni



Wysokiej jakości, alkoholowe chusteczki przeznaczone do higienicznej dezynfekcji rąk oraz wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Skuteczne wobec wirusów takich jak HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, Ebola, wirus grypy A, B, C, Herpes simplex.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	P-2207	Chusteczki Medisept do dezynfekcji rąk i powierzchni	flow pack	50 szt.

Opis

Chusteczki Medisept to wysokiej jakości produkt nasączony alkoholem, przeznaczony do dezynfekcji rąk, małych powierzchni oraz sprzętu. Dezynfekcja higieniczna następuje już w 30 sekund po użyciu. Chusteczki mogą być stosowane do klamek, blatów, uchwytów, powierzchni siedzisk. Opakowanie typu flow pack z twardym, samoprzylepnym okienkiem gwarantuje stałą wilgotność chusteczek po otwarciu. Chusteczki mają przyjemny świeży zapach. Ze względu na przeznaczenie do skóry produkt zawiera w składzie glicerynę – środek nawilżający.

Cechy produktu:

- Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych
- Dezynfekcja higieniczna w 30 sek. (płyn nasączający przebadany zgodnie z normą EN 1500)
- Wysokiej jakości chusteczka o gramaturze 50 g/m²
- Wydajność jednej chusteczki wynosi 0,5 m² przy podwójnym przetarciu (* Test wykonano w oparciu o metodykę normy EN 16615 dla testu czteropolowego, na porowatej powierzchni, w temp. 24°C)
- Rozmiar chusteczki 190 x 150 mm

Sposób użycia: Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią ręce lub powierzchnię. Dokładnie zamknąć opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha.

Skład: 50 sztuk zawiera:

178 g roztworu nasączającego.

Skład: 100 g roztworu zawiera:

Propan-2-ol 60 g, kwas d-glukonowy, związek z N,N''-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyną

(2:1) 0,5 g.

Dezynfekcja Medisept jest skuteczna wobec koronawirusa.