



## Dozownik łokciowy 1 l w systemie zamkniętym



Zamknięty system dozowników łokciowych 1 l do mydła w piance i płynu dezynfekującego.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	P-2253	Dozownik łokciowy 1 l w systemie zamkniętym	biały
	P-2254	Dozownik łokciowy 1 l w systemie zamkniętym	biało-fioletowy

### Opis

Dozownik łokciowy 1 l działa w hermetycznym systemie zamkniętym bez dostępu powietrza. Aplikacja żelu lub płynu dezynfekującego przebiega bezdotykowo eliminując ryzyko zakażenia krzyżowego. Dozownik jest bardzo prosty w użyciu i łatwy w montażu. Wymiana wkładów przebiega w sposób szybki i higieniczny. Każda doza płynu ma pojemność 0,5 ml. Dozownik wykonany jest z tworzywa ABS o dużej odporności na działanie alkoholu.