



## Dozownik 1 l w systemie zamkniętym



Hermetyczny system dozujący zamknięty bez dostępu powietrza.

| Miniatura                                                                         | Nr-art. | Nazwa                              | Kolor           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------|
|  | P-2256  | Dozownik 1 l w systemie zamkniętym | biały           |
|  | P-2257  | Dozownik 1 l w systemie zamkniętym | biało-fioletowy |

### Opis

Dozownik do wkładów o poj. 1 l działa w hermetycznym systemie zamkniętym bez dostępu powietrza. Dozownik jest bardzo prosty w użyciu i łatwy w montażu. Wymiana wkładów przebiega w sposób szybki i higieniczny. Każda doza płynu ma pojemność 0,5 ml. Dozownik wykonany jest z tworzywa ABS o dużej odporności na działanie alkoholu.