



Pompka dozująca Medisept



Pompka dozująca do preparatów z serii Velodes. Pompka dozuje jednorazowo ok. 2 ml preparatu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	P-2258	Pompka do butelek o poj. 500 ml i 1 l

Opis

Pompka przeznaczona do mydła, kremu, płynu i żelu do dezynfekcji rąk pasująca do butelek o pojemności 0,5 l i 1 l. Pompka jednorazowo dozuje ok. 2 ml preparatu.