



Markery laboratoryjne Securline®

Markery z cieką końcówką. Odpowiednie do powierzchni suchych lub wilgotnych, zimnych lub ciepłych. Przystosowane do opisywania rozmaitych materiałów w laboratorium, m.in. szkła, tworzywa sztucznego, porcelany, metalu, drewna, papieru. Nadają się zwłaszcza do opisywania szkiełek mikroskopowych i probówek reakcyjnych. Przy normalnym użytkowaniu odporne na działanie wody i alkoholu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	2-5040	Marker laboratoryjny Securline®	czarny
	2-5041	Marker laboratoryjny Securline®	czerwony
	2-5042	Marker laboratoryjny Securline®	niebieski
	2-5043	Marker laboratoryjny Securline®	zielony

Opis

Markery z cieką końcówką. Odpowiednie do powierzchni suchych lub wilgotnych, zimnych lub ciepłych. Przystosowane do opisywania rozmaitych materiałów w laboratorium, m.in. szkła, tworzywa sztucznego, porcelany, metalu, drewna, papieru. Nadają się zwłaszcza do opisywania szkiełek mikroskopowych i probówek reakcyjnych. Przy normalnym użytkowaniu odporne na działanie wody i alkoholu.